


Моноклональное Антитело Против Усеченного Альфа-Синуклеина 1-119 [Mjff-C-24D2] Для Слот-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P37840

Артикул: CM0008622



введение

Кроличье моноклональное антитело (клон MJFF-C-24D2), нацеленное на усеченный альфа-синуклеин (1-119) человека и мыши. Валидировано для слот-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Подходит для изучения болезни Паркинсона и агрегации белков в нейробиологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к усеченному альфа-синуклеину 1-119 [MJFF-C-24D2]
Примечания/Алиасы	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Вид	Человек, Мышь
GeneID (Человек)	6622
GeneID	6622
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-119 человеческого альфа-синуклеина (NP_000336.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Слот-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P37840
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом