


Моноклональное Антитело Против Усечённого Альфа-Синуклеина 1-122 Для Слот-Блоттинга И Ифа — P37840

Артикул: CM0006210



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на усечённую форму человеческого альфа-синуклеина 1-122. Валидировано для слот-блоттинга и ИФА, реагирует с человеческим белком. Подходит для изучения болезни Паркинсона, синаптической функции и амилоидной патологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Усечённый альфа-синуклеин 1-122, мАб [MJFF-D-10B7]
Примечания/синонимы	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Вид	Человек
GeneID (человек)	6622
GeneID	6622
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-122 человеческого альфа-синуклеина (NP_000336.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Слот-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P37840
Молекулярная масса белка	14 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом