

Поликлональные Антитела Anti-Alpi (Iap) Для Wb, Elisa - P09923

Артикул: CM0028909

введение

Кроличы поликлональные антитела к ALPI, валидированные для WB и ELISA, перекрестно реагирующие с человеческим и мышиным образцами. Нацелены на кишечную щелочную фосфатазу (IAP), мембранную гидролазу, закрепленную за GPI, участвующую в метаболизме фосфатов и поддержании гомеостаза кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALPI Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IAP; ALPI
Вид	Человек
ID гена	248
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09923
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом