

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Alpk1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Qr1

Артикул: CM0019498



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ALPK1. Валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, эти антитела обнаруживают врожденный иммунный киназ ALPK1, который чувствует бактериальный ADP-гептоз и активирует сигнальный путь NF-kB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALPK1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
Вид	Человек
ID гена	80216
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340-500 человеческого ALPK1 (NP_001095876.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96QR1
Молекулярный вес белка	139кДа
Доставка	Сумка со льдом