

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Alpk1 Для Вестерн-Блоттинга — Q96Qp1

Артикул: CM0019643



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого ALPK1 и валидированное для Вестерн-блоттинга. Распознаёт альфа-протеинкиназу 1 — ключевую киназу врождённого иммунитета, распознающую бактериальный ADP-гептоз и активирующую NF-κB. Идеально подходит для исследований инфекций и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ALPK1
Примечания/синонимы	LAK; ROSAN; 8430410J10Rik; ALPK1
Вид	Человек
Идентификатор гена	80216
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–473 человеческого ALPK1 (NP_079420.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96QP1
Молекулярная масса белка	139 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом