

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Alprl2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10696

Артикул: CM0025743

### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ALPPL2 (GCAP) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белком. Идеальны для исследования герминогенных опухолей и разработки ИФА-тестов in vitro. Молекулярная масса белка ~57 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | ALPPL2 Кроличьи pAb                                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | GCAP, ALPPL, ALPPL2                                                                                                                |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)                   | 251                                                                                                                                |
| GeneID                             | 251                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-280 человеческого ALPPL2 (NP_112603.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                      |
| SWISS                              | P10696                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 57 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                  |