

Кроличья Моноклональная Антитела К Als2Cr1 Для Вб, Ифа - Q9Gzt8

Артикул: CM0008900

введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, направленная против человеческого ALS2CR1 (белок NIF3-подобный 1), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований нейронной дифференцировки и экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к ALS2CR1
Примечания/Алиасы	CALS-7; MDS015; ALS2CR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	60491
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9GZT8
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	С пакетом со льдом