


Антитела Кролика Против Alx4 (Поликлональные) Для Wb, Elisa - Q9H161

Артикул: CM0030920



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против ALX4, гомеодоменного транскрипционного фактора, участвующего в развитии черепно-лицевой области и конечностей. Валидированы для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеальны для исследований в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALX4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CRS5; FND2; ALX4
Вид	Человек
GeneID (человек)	60529
GeneID	60529
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого ALX4 (NP_068745.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H161
Молекулярный вес белка	44kDa
Доставка	Сумный лед