

Поликлональные Кроличьи Антитела К Amacг Для Вб, Иф, Игх, Ифа — Q9Uhk6

Артикул: CM0017990

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой АМАКР (альфа-метилкоа racemase), подходят для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Реагируют перекрестно с мышинными и крысиными белками. Ценный инструмент для исследования пероксисомного метаболизма жирных кислот, синтеза желчных кислот и связанных метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к AMACR
Примечания/синонимы	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR
Вид	Человек
ID гена (человек)	23600
ID гена	23600
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-138 человеческого AMACR (NP_055139.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHK6
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Айс-пакет