


Поликлональное Антитело Кролика Против Ambp Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P02760

Артикул: CM0024164



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок AMBP. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA); перекрестно реагирует с мышиным белком. Идеально для изучения окислительного стресса, ингибирования протеаз и процессов восстановления тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против AMBP (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	A1M, HCP, ITI, UTI, EDC1, NI30, ITIL, IATIL, ITILC, AMBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	259
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-202 человеческого белка AMBP (NP_001624.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02760
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом