


## Поликлональное Антитело Против Ambra1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9C0C7

Артикул: CM0017093



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Ambra1, подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований аутофагии, клеточного цикла и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Ambra1 Кроличье pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | DCAF3; WDR94; Ambra1                                                                                                                  |
| Вид                                | Человек                                                                                                                               |
| ID гена (Человек)                  | 55626                                                                                                                                 |
| ID гена                            | 55626                                                                                                                                 |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1109-1208 человеческого Ambra1 (NP_060219.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                              | Q9C0C7                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 143 кДа                                                                                                                               |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                                                                                                                 |