


Поликлональные Антитела Кролика Против Ambra1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9C0C7

Артикул: CM0018712



введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий AMBRA1 (DCAF3/WDR94), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышинным белком. Обнаруживает регулятор аутофагии и клеточного цикла с молекулярной массой 143 кДа. Идеально подходит для исследований в области IVD и разработки тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ambra1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	DCAF3; WDR94; Ambra1
Вид	Человек
ID гена (человек)	55626
ID гена	55626
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 961-1208 человеческого Ambra1 (NP_060219.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9C0C7
Молекулярная масса белка	143 кДа
Доставка	Сумка-холодильник