


Поликлональные Антитела Против Anti-Amd1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P17707

Артикул: CM0028469



введение

Кроличьи pAb к AMD1 специфически обнаруживают S-аденозилметиониндекарбоксилазу-профермент (SAMDC/ADOMETDC) в образцах человека, мыши и крысы методом вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для изучения метаболизма полиаминов и поддержания эмбриональных стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AMD; SAMDC; ADOMETDC; AMD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	262
GeneID	262
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 75-334 человеческого AMD1 (NP_001625.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17707
Молекулярный вес белка	38 кДа
Доставка	В ледяном пакете