

Кроличья Поликлональная Антитело К Amfr Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9Ukv5

Артикул: CM0026568



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий AMFR (gp78) — E3 убиквитин-протеинлигазу, участвующую в деградации, ассоциированной с эндоплазматической сетью. Валидирована для Вестерн-блота и ИФА. Идеально подходит для исследований убиквитинирования и стресса ЭПС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMFR, кроличья поликлональная антитело
Примечания/синонимы	GP78; RNF45; AMFR
Вид	Человек
ID гена (человек)	267
ID гена	267
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 384–643 человеческого AMFR (NP_001135.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UKV5
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом