

Поликлональные Антитела Против Amh Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P03971

Артикул: CM0024727



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого AMH (Мюллеров ингибирующий фактор/MIS). Валидированы для WB, IF-P, IHC-P, ELISA; реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области репродуктивной биологии и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MIF; MIS; AMH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	268
GeneID	268
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-560 человеческого AMH (NP_000470.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03971
Молекулярный вес белка	59 кДа
Доставка	Сумка со льдом