


Поликлональное Антитело Против Amot Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q4Vcs5

Артикул: CM0020032



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ангиомотин (AMOT), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований плотных контактов и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMOT Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AMOT; ангиомотин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	154796
GeneID	154796
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1000-1084 человеческого AMOT (NP_001106962.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q4VCS5
Молекулярная масса белка	118 кДа
Доставка	В пакете со льдом