


Анти-Amot Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q4Vcs5

Артикул: CM0025415



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого AMOT (ангиомотина), для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований плотных контактов, миграции эндотелиальных клеток и сигнального пути Гиппо. Перекрестная реакция с крысой. SWISS: Q4VCS5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMOT кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AMOT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	154796
GeneID	154796
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого AMOT (NP_573572.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q4VCS5
Молекулярный вес белка	118кДа
Доставка	Сумка со льдом