

Анти-Amotl1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8ly63

Артикул: CM0024599

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого AMOTL1 (белок, подобный ангиомотину 1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований сигнального пути Wnt и плотных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMOTL1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	JEAP; AMOTL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	154810
ID гена	154810
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 810-900 человеческого AMOTL1 (NP_570899.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8LY63
Молекулярный вес белка	107кДа
Доставка	Сумка со льдом