

Кроличья Поликлональная Антитело Против Amotl2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Y2J4

Артикул: CM0021677

введение

Кроличья поликлональная антитело против AMOTL2, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный белок ангиомотин-подобный 2, регулятор архитектуры актина, клеточных контактов и сигнальных путей Hippo/Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMOTL2 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	LCCP; AMOTL2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51421
ID гена	51421
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 638-837 человеческого AMOTL2 (NP_001265612.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y2J4
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка со льдом