

Поликлональное Антитело К Ampd1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P23109

Артикул: CM0024972

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого AMPD1 (AMP-дезаминаза 1), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Подходит для работы с образцами человека, мыши и крысы; предназначено для изучения фермента энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMPD1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MAD; MADA; MMDD; AMPD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	270
GeneID	270
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-260 человеческого AMPD1 (NP_001166097.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23109
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом