


Моноклональное Антитело Против Амфирегулина Для Вб, Ифа - P15514

Артикул: CM0011546



введение

Рекомбинантное человеческое моноклональное антитело к амфирегулину, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает амфирегулин (AREG) человека и крысы – лиганд рецептора EGFR. Идеально подходит для исследований факторов роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело мыши к амфирегулину
Примечания/Алиасы	AR; SDGF; AREGB; CRDGF
Вид	Человек
GeneID (человек)	374
GeneID	374
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 25–252 амфирегулина человека (NP_001648.1).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P15514
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет