

Поликлональные Антитела К Ampkα1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13131

Артикул: CM0016130



введение

Кроличьи поликлональные антитела к AMPKα1 (PRKAA1), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Обнаруживают эндогенный белок AMPKα1 с молекулярной массой 64 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMPKα1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; AMPKα1
Вид антигена	Человек
GeneID	5562
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 381-520 человеческого AMPKα1 (NP_006242.5).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13131
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	Холодильный пакет