

Анти-Ampkα1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13131

Артикул: CM0019051



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против AMPKα1 (PRKAA1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь. AMPKα1 является центральным сенсором энергии, регулирующим метаболизм, аутофагию и транскрипцию — идеально подходит для исследовательских и диагностических целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMPKα1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; AMPKα1
ID гена (Человек)	5562
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого AMPKα1 (NP_006242.5).
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q13131
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом