

Моноклональное Антитело Против Ampka1/Ampka2 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q13131 / P54646

Артикул: CM0012014



введение

Мышьное моноклональное антитело к человеческому AMPK α 1/ α 2 (Q13131/P54646). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований энергетического метаболизма, аутофагии и сигнальных путей рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышьные моноклональные антитела к AMPK α 1/AMPK α 2
Примечания/псевдонимы	AMPK α 1/AMPK α 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5562/5563
ID гена	5562/5563
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 251-550 человеческого AMPK α 1 (Q13131)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13131/P54646
Молекулярная масса белка	64 кДа/65 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента