

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Ampka1/Ampka2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Артикул: CM0014971



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против каталитических субъединиц AMPK альфа-1 и альфа-2, валидировано для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует перекрестно с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболической сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMPKa1/AMPKa2 Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	AMPKa1/AMPKa2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5562/5563
ID гена	5562/5563
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 13-300 человеческого PRKAA1/PRKAA2 (NP_006242.5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13131/P54646
Молекулярная масса белка	64 кДа/65 кДа/62 кДа
Доставка	С пакетом льда