

Анти-Ampka1/Ampka2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - Q13131 / P54646

Артикул: CM0023791



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против AMPKα1/AMPKα2, каталитических субъединиц AMPK. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Обнаруживают полосы ~64/65 кДа. Идеальны для исследований энергетического метаболизма и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMPKα1/AMPKα2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	AMPKα1/AMPKα2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 5-280 человеческого AMPKα1/AMPKα2 (NP_006242.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13131/P54646
Молекулярный вес белка	64kDa/65kDa
Доставка	Сумка со льдом