


Поликлональное Антитело Кролика Против $AMPK\alpha2$ Для Исследований Энергетического Метаболизма - P54646

Артикул: CM0015393



введение

Поликлональное антитело кролика $AMPK\alpha2$ pAb, валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; реагирует с человеческим и крысиным белком. Идеально для исследований сигналинга AMPK, аутофагии и метаболических заболеваний. - P54646.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика $AMPK\alpha2$ pAb
Примечания/Алиасы	AMPK; AMPK2; PRKAA; $AMPK\alpha2$; $AMPK\alpha2$
Вид	Человек
GeneID	5563
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 270-343 человеческого PRKAA2 (NP_006243.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P54646
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В охлаждаемом пакете