


Поликлональные Антитела Против Amrkγ1 Для Вб, Ифа - P54619

Артикул: CM0020262



введение

Кроличьи поликлональные антитела к AMPKγ1 (PRKAG1), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реактивность с человеком, мышью и крысой. Идеально подходят для изучения сигнального пути AMPK и энергетического метаболизма. Молекулярная масса белка: 38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMPKγ1 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	AMPKG; AMPKγ1
Вид	Человек
GeneID	5571
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого AMPKγ1 (NP_002724.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54619
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами