


Поликлональные Антитела Против Anti-Ampkβ1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y478

Артикул: CM0025442



введение

Кроличьи поликлональные антитела к AMPKβ1 для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами; обнаруживают эндогенный AMPKβ1 с молекулярной массой примерно 30 кДа. Подходят для исследований энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMPKβ1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AMPK; NAMPKb; AMPKβ1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5564
ID гена	5564
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого AMPKβ1 (NP_006244.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y478
Молекулярный вес белка	30 кДа
Доставка	Сумка со льдом