

Поликлональные Антитела Против Amt Для Wb, If/Icc, Elisa — P48728

Артикул: CM0030822



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого AMT, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Распознают AMT человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований системы расщепления глицина и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMT Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	GCE; NKN; GCST; GCVT; AMT
Вид	Человек
ID гена (человек)	275
ID гена	275
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 107-386 человеческого AMT (NP_001158184.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48728
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Хладоэлемент