

Поликлональное Антитело Против Amy1A Для Вб, Ифа - P04745

Артикул: CM0014071

введение

Кроличье поликлональное антитело к AMY1A, валидированное для Вестерн-блота (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к мыши. Разработано для детекции альфа-амилазы человека в диагностических и исследовательских работах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMY1A кроличье пАт
Примечания/Алиасы	AMY1; AMY1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	276
GeneID	276
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16-200 AMY1A человека (NP_004029.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04745
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Хладоэлемент