

Анти-Amy1A Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P04745

Артикул: CM0026552

введение

Кроличья поликлональная антитело к AMY1A, валидированная для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный AMY1A (предполагаемый молекулярный вес 57 кДа). Подходит для исследований углеводного обмена и разработки наборов для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMY1A кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	AMY1; AMY1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	276
GeneID	276
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16-200 человеческого AMY1A (NP_004029.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04745
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	С ледяным пакетом