


Антитела Кролика Против Amy2A (Поликлональные) Для Wb, If-P, Elisa - P04746

Артикул: CM0025677



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого AMY2A (панкреатическая альфа-амилаза). Валидированы для WB, IF-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения углеводного обмена и пищеварительных ферментов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMY2A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PA; AMY2; AMY2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	279
GeneID	279
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16-511 человеческого AMY2A (NP_000690.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04746
Молекулярный вес белка	58 кДа
Доставка	Сумка со льдом