

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Amylin/Dap Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P10997

Артикул: CM0007301



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Amylin/DAP (IAPP). Подходит для применений WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Даёт перекрёстную реакцию с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболических заболеваний и сахарного диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб против Amylin/DAP
Примечания/синонимы	DAP; IAP; Amylin/DAP
Вид	Человек
Идентификатор гена	3375 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34–70 человеческого Amylin/DAP (NP_000406.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10997
Молекулярная масса белка	10 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом