


Поликлональное Антитело Против Анарс11 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Nyg5

Артикул: CM0013242



введение

Кролиچه поликлональное антитело ANAPC11, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Определяет человеческий и мышинный белок ANAPC11 (APC11, 10 кДа, Q9NYG5). Идеально для исследований клеточного цикла и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиچه pAb против ANAPC11
Примечания/Альтернативные названия	APC11; Arc11p; HSPC214; ANAPC11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51529
GeneID	51529
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-84 человеческого белка ANAPC11 (NP_001002245.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NYG5
Молекулярная масса белка	10 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом