


Поликлональное Антитело Против Анарс5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Иммунопреципитации И Elisa - Q9Ujx4

Артикул: CM0030183



введение

Валидированное на нокаутных моделях кроличье поликлональное антитело против ANAPC5, подходящее для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунопреципитации и ELISA. Определяет ANAPC5 человека, мыши и крысы — ключевую субъединицу комплекса, способствующего анафазе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] ANAPC5 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	APC5; C5
Вид	Человек
GeneID (человек)	51433
GeneID	51433
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UJX4
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом