

Поликлональное Антитело Против Анарс7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ujx3

Артикул: CM0022931



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ANAPC7 (APC7, субъединица APC/C). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), ИФА; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Используется в исследованиях клеточного цикла и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANAPC7 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	APC7; FERBON; ANAPC7
Вид	Человек
GeneID	51434
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого белка ANAPC7 (NP_057322.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UJX3
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом