

Моноклональное Антитело К Андроенному Рецептору Для Wb, Ip, Ihc-P, Mihc, If-P, Elisa - P10275

Артикул: CM0002775



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому андроенному рецептору (P10275), реагирующее с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для применения в WB, IP, Ihc-P, If-P, mIHC и ELISA при исследованиях андроенной сигнализации и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к андроенному рецептору
Примечания/алиасы	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA; Androgen Receptor
Вид	Человек
ID гена (человек)	367
ID гена	367
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, Ihc-P, mIHC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10275
Молекулярная масса белка	99 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом