


Кроличыи Поликлональные Антитела К Андрогеновому Рецептору Для Wb, If/Icc, Elisa - P10275

Артикул: CM0023684



введение

Кроличыи поликлональные антитела к андрогеновому рецептору (AR) для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши, крысы. Используются для изучения андрогеновой сигнализации и функции ядерных рецепторов. SWISS: P10275.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к андрогеновому рецептору (AR)
Примечания/Синонимы	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	367
GeneID	367
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 андрогенового рецептора человека (NP_000035.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10275
Молекулярная масса белка	99 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом