


Анти-Ang (Ангиогенин) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P03950

Артикул: CM0014199



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого ангиогенина (ANG, RNase5). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с крысой. Идеальны для изучения ангиогенеза, реакции на стресс и транскрипции рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANG Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	283
GeneID	283
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-147 человеческого ANG (NP_001136.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P03950
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом