


Поликлональные Антитела Против Ang Для Wb, If/Icc, Elisa - P03950

Артикул: CM0015458



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ангиогенина (ANG/RNASE5), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для изучения ангиогенеза, стрессового ответа и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АНГ Кролик rAb
Примечания/Псевдоним	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	283
GeneID	283
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-147 человеческого ANG (NP_001136.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03950
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом