

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ангиотензиногена Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P01019

Артикул: CM0002299



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ангиотензиноген (AGT, Serpin A8). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований ренин-ангиотензиновой системы при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против Ангиотензиногена
Примечания/Альтернативные названия	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Ангиотензиноген
Вид (мишень)	Человек
Gene ID (Человек)	183
Gene ID	183
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ангиотензиногена (P01019)
Источник (хозяин антитела)	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01019
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом