


Анти-Ангиотензиноген Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P01019

Артикул: CM0016210



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого ангиотензиногена (AGT/SERPINA8), валидированный для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований РААС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Ангиотензиноген кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Ангиотензиноген
Вид	Человек
GeneID (Человек)	183
GeneID	183
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-485 человеческого ангиотензиногена (NP_000020.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01019
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом