

Кроличья Моноклональная Антитела К Angpt1 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q15389

Артикул: CM0012106



введение

Кроличья моноклональная антитела к ANGPT1, валидированная для Вестерн-блота, ИHC-P и ИФА. Распознает ANGPT1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ангиогенеза, развития сосудов и биологии эндотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к ANGPT1
Примечания/Альтернативные названия	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
Вид	Человек
ИД гена (человек)	284
ИД гена	284
Иммуноген	Синтетический пептид (aa 200-300 человеческого ANGPT1, Q15389)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15389
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом