

Поликлональные Антитела Против Angpt2 Для Wb, If/Icc, Elisa - O15123

Артикул: CM0013771



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ANGPT2, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелены на регулятор ангиогенеза ангиопоэтин-2 для исследований сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АНГПТ2 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ANG2, AGPT2, LMPHM10, ANGPT2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	285
GeneID	285
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 197-496 человеческого ANGPT2 (NP_001138.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15123
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом