

Кроличье Моноклональное Антитело Против Angpt2 Для Вб, Игг-П, Ифа — O15123

Артикул: CM0003023



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому ANGPT2 (ангиопоэтину-2). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Распознает белок с молекулярной массой 57 кДа. Подходит для исследований ангиогенеза и лимфангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ANGPT2
Примечания/аллиасы	ANG2; AGPT2; LMPHM10; ANGPT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	285
ID гена	285
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300–400 человеческого ANGPT2 (O15123).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15123
Масса белка	57 кДа
Доставка	С ледяным пакетом