


Поликлональное Антитело Против Angptl3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y5C1

Артикул: CM0014448



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ANGPTL3, рекомендовано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным белком. Подходит для исследований липидного обмена и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANGPTL3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ANL3, ANG-5, FHBL2, ANGPT5, ANGPTL3
Вид	Человек
GeneID	27329 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 231-460 человеческого ANGPTL3 (NP_055310.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Y5C1
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом