


Кроличья Моноклональная Антитело Против Angptl3 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q9Y5C1

Артикул: CM0009856



введение

Кроличья моноклональная антитело против ANGPTL3, валидированная для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с ANGPTL3 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма липидов, ангиогенеза и биологии адипоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная антитела кролика против ANGPTL3
Примечания/Альтернативные названия	ANL3; ANG-5; FHBL2; ANGPT5; ANGPTL3
Вид	Человек
ID гена (человек)	27329
ID гена	27329
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого ANGPTL3 (Q9Y5C1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5C1
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовая упаковка