

Поликлональные Антитела Против Angptl4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9By76

Артикул: CM0024109



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого ANGPTL4, подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований липидного обмена, ангиогенеза и гомеостаза глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANGPTL4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NL2, ARP4, FIAF, HARP, PGAR, HFARP, TGQTL, UNQ171, pp1158, ANGPTL4
Вид	Человек
GeneID	51129
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-170 человеческого ANGPTL4 (NP_647475.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BY76
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент