

Поликлональное Кроличье Антитело К Angptl5 Для Вб, Ифа - Q86Xs5

Артикул: CM0018540

введение

Кроличье поликлональное антитело к ANGPTL5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим ANGPTL5 — секретируемым гликопротеином, преимущественно экспрессируемым в сердце взрослого организма. Идеально подходит для кардиоваскулярных исследований и изучения биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ANGPTL5
Примечания/Альтернативные названия	ANGPTL5
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	253935
ID гена	253935
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-388 человеческого ANGPTL5 (NP_835228.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86XS5
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом